

一次性使用包皮切割吻合器

使用说明书

(一) 产品名称、型号、规格

1.1 产品名称：一次性使用包皮切割吻合器

1.2 型号、规格：

型号规格					
BP (A/B)-13H/L		BP (A/B)-15H/L		BP (A/B)-18H/L	
BP (A/B)-21H/L		BP (A/B)-22H/L		BP (A/B)-24H/L	
BP (A/B)-26H/L		BP (A/B)-29H/L		BP (A/B)-32H/L	
BP (A/B)-34H/L		BP (A/B)-36H/L		/	

(二) 注册人信息及售后服务单位

注册人姓名：

注册人住所：

注册人联系方式：

售后服务单位：

(三) 生产企业信息及生产许可证编号

生产企业名称：

生产地址：

联系方式：

生产许可证编号：

(四) 医疗器械注册证编号：

(五) 产品技术要求编号：

(六) 产品性能、主要结构组成或者成分、适用范围

【基本性能】

6.1 基本尺寸

一次性使用包皮切割吻合器基本尺寸应符合表1、表2、表3的规定。

表1 包皮吻合器的型号规格及基本尺寸 单位为毫米

型号规格	环形刀直径 (D)	允差	缝合钉高度 (H/L)	允差	钉数(个)
BP (A/B)-13H/L	13	±2.0	3.2/2.8	±0.2	10
BP (A/B)-15H/L	15				11
BP (A/B)-18H/L	18				13
BP (A/B)-21H/L	21				16
BP (A/B)-22H/L	22				16
BP (A/B)-24H/L	24				18
BP (A/B)-26H/L	26				18
BP (A/B)-29H/L	29				20
BP (A/B)-32H/L	32				22
BP (A/B)-34H/L	34				24
BP (A/B)-36H/L	36				26

表2 缝合钉基本尺寸

缝合钉代号	缝合钉直径 (d)	允差	缝合钉钉宽 (a)	允差
H	0.3	±0.2	3.5	±0.15
L				

表3 龟头罩基本尺寸 单位为毫米

型号规格	外径尺寸 (D1)	允差	工作长度 (L)	允差
BP (A/B)-13H/L	17.5	±2.0	110	±5.0
BP (A/B)-15H/L	19.0			
BP (A/B)-18H/L	21.0			
BP (A/B)-21H/L	26.5			
BP (A/B)-22H/L	27.0			
BP (A/B)-24H/L	28.0			
BP (A/B)-26H/L	30.0			
BP (A/B)-29H/L	33.0			
BP (A/B)-32H/L	36.0			
BP (A/B)-34H/L	39.5			
BP (A/B)-36H/L	42.0			

6.2 使用性能

包皮吻合器应有击发保险装置，且开启灵活；包皮吻合器的复位弹簧应有足够的弹性，当释放手柄时能复位；缝合钉装入钉仓内应稳定，钉尖朝外且不应露出钉仓表面，不得有缺钉、脱落现象；包皮吻合器应有良好的缝合和切割性能，经缝合后缝合钉成类“B”字形，环形刀不得有卷刃、崩刃，切割实验材料的边缘应整齐，无毛边。

6.3 化学性能

产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。

【主要结构组成】一次性使用包皮切割吻合器（简称“包皮吻合器”）由龟头罩、保护盖、钉仓套、击发手柄、保险块、调节旋钮、环形刀、缝合钉、垫片、钉仓组成。

【适用范围】适用于临床包皮切割缝合手术。

(七) 禁忌症、注意事项、警示以及提示的内容

【禁忌症】

- 包皮及龟头畸形者（包括包皮龟头广泛紧密粘连者）；
- 包皮及龟头感染、水肿患者；
- 阴茎癌的患者；
- 患有系统性疾病（如出血倾向、低蛋白血症、严重心血管疾病等）禁忌手术者。

【注意事项】

- 1、医生在使用前应认真阅读本使用说明书。
- 2、产品无菌包装破损或已过有效期严禁使用。
- 3、本产品在使用时，应严格按照无菌操作要求操作。
- 4、包皮吻合器采用环氧乙烷灭菌，使用前请检查本产品灭菌指示标识，环氧乙烷灭菌指示卡灭菌后为蓝色指示标识。
- 5、选择型号大小与龟头相匹配的器械进行手术；严禁用小型号器械代替大型号器械进行手术。
- 6、手术过程中出现包皮没有完全切断时，可用手术剪加以修剪；罕见的明显出血经按压无效时，可进行缝合止血，不得进行重复切割缝闭操作；术后局麻处和术口部位少许瘀肿属正常现象，会自行消退。

- 7、术后无需返院换药，注意个人卫生并坚持每天用碘伏清洗伤口。
- 8、术后不必“拆线”，缝合口一圈带带缝合钉会在 15～20 天内相继脱落，因个体差异，部分患者缝钉不易脱落，所以建议一个月还未完全脱落的患者返院人工去除缝合钉。
- 9、本产品仅限同一手术同一患者使用。
- 10、本产品使用后请按规定销毁。
- 11、术后的一个月內严禁性生活或遵医嘱。
- 12、术后愈合前，由医生指导口服雌性激素控制阴茎充血勃起。
- 13、术后注意事项谨遵医嘱。
- 14、本说明书仅对包皮吻合器使用作指导，不作手术指导之用，手术操作者执行手术时须另参考有关医学文献和有关手术图谱。

【警示】

- 1、产品仅供已受专业知识和技术培训后的医师和（或）在有相关经验人员的指导下使用。
- 2、在未完整阅读使用说明书之前请勿尝试操作该产品，任何的不谨慎操作都将给手术的成功带来风险。
- 3、产品使用后，应按照《医疗废物管理条例》进行废弃处理。

（八）使用说明

- 1、常规术前消毒后局麻，包皮粘连者需游离粘连；包茎者需切开包皮口（注意切开线勿超过切割缝合部位），以便放入龟头罩。
- 2、根据阴茎龟头大小选择合适型号的包皮吻合器，并查看无菌包装是否完整。
- 3、逆时针旋转包皮吻合器调节旋钮，取出龟头罩。用止血钳提起包皮，把龟头罩罩在龟头上让包皮包裹住凹形座表面，尽量保持龟头罩钟口所在平面与冠状沟所在平面相平行。用扎带将包皮固定在拉杆上。
- 4、取出钉仓保护盖，将龟头罩连接杆插入包皮吻合器中心孔至尾部，装上调节旋钮顺时针收紧，（包皮过厚的患者，医生需凭自身的经验和手感来确定最佳击发位置）。
- 5、取下保险块，击发包皮吻合器，握紧手柄到底保持十秒左右不要松开，起到压迫止血的作用，能够更好的防止出血。
- 6、击发完成后松开并辅助打开击发手柄，逆时针旋转调节旋钮 3～5 圈后，向前推动调节旋钮，将龟头罩与器械主体分开，缓慢将包皮与龟头罩凹形座分开（若遇到少许包皮未完全切断，可用剪刀稍作修剪）。
- 7、移除器械后，对暴露在外的缝合钉，轻柔的仔细、快速检查缝合钉缝合效果，检查 1 圈即可，确定无异常后，立即用“油纱布”裹住术口，盖上纱布，按压数分钟以防止被挤压的术口渗血和术后水肿形成。再用自粘弹力绷带适当加压包扎。

（九）产品特殊储存、运输条件、方法

【贮存与运输】

- 1、贮存：贮存在相对湿度不大于 80%，无腐蚀气体和通风良好的室内。
- 2、运输：包装完好的产品可以用正常工具运输，运输时应轻拿轻放，避免阳光直晒、剧烈碰撞、雨淋和重力挤压。

【产品包装】

产品出厂时，初包装采用吸塑盒和透析纸无菌密封包装，内有一把包皮吻合器，应保证产品无菌直至开封。中包装采用纸盒，内附产品合格证（灭菌合格证）、产品使用说明书，外包装采用瓦楞纸箱包装。

（十）生产日期，使用期限或者失效日期

【生产日期】 详见产品标签

【失效日期】 详见产品标签

【生产批号】 详见产品合格证

【灭菌批号】 详见产品合格证

【有效期】 3 年

（十一）配件清单，包括配件、附属品、损耗品更换周期以及更换方法的说明等： 无

（十二）医疗器械标签所用的图形、符号、缩写等内容的解释：

					
警告	使用前请阅读说明书	有效期	制造商	生产日期	产品编号
					
不得二次使用	如包装破损切勿使用	无菌	生产批号	经环氧乙烷灭菌	不得二次灭菌

【说明书修订日期】 2021年08月20日