

一次性使用微创筋膜闭合器使用说明书

(一) 产品名称、型号、规格

1.1 产品名称：一次性使用微创筋膜闭合器

1.2 型号、规格：

型号规格			
JM-1.4S		JM-1.4ZM	JM-1.4ZL
JM-1.6S		JM-1.6ZM	JM-1.6ZL
JM-1.8S		JM-1.8ZM	JM-1.8ZL
JM-2.1S		JM-2.1ZM	JM-2.1ZL

(二) 注册人信息及售后服务单位

注册人名称：

注册人住所：

注册人联系方式：

售后服务单位：

(三) 生产企业信息及生产许可证编号

生产企业名称：

生产地址：

联系方式：

生产许可证编号：

(四) 医疗器械注册证编号：

(五) 产品技术要求编号：

(六) 产品性能、主要结构组成或者成分、适用范围

【基本性能】

6.1 基本尺寸

一次性使用微创筋膜闭合器基本尺寸应符合表1、表2的规定。

表 1 一次性使用微创筋膜闭合器基本尺寸		单位为毫米	
型号规格	闭合器 外壳直径	穿引器针管 有效长度	穿引器 针管直径
JM-1.4S	13±0.5	90±5	1.4±0.05
JM-1.6S			1.6±0.05
JM-1.8S			1.8±0.1
JM-2.1S			2.1±0.1
JM-1.4ZM		100±5	1.4±0.05
JM-1.6ZM			1.6±0.05
JM-1.8ZM			1.8±0.1
JM-2.1ZM			2.1±0.1
JM-1.4ZL		160±15	1.4±0.05
JM-1.6ZL			1.6±0.05
JM-1.8ZL			1.8±0.1
JM-2.1ZL			2.1±0.1

表 2 穿引器基本尺寸 单位为毫米

型号规格	穿引器针管 有效长度	穿引器 针管直径
JMC-1.4S	90±5	1.4±0.05
JMC-1.6S		1.6±0.05
JMC-1.8S		1.8±0.1
JMC-2.1S		2.1±0.1
JMC-1.4ZM	100±5	1.4±0.05
JMC-1.6ZM		1.6±0.05
JMC-1.8ZM		1.8±0.1
JMC-2.1ZM		2.1±0.1
JMC-1.4ZL	160±15	1.4±0.05
JMC-1.6ZL		1.6±0.05
JMC-1.8ZL		1.8±0.1
JMC-2.1ZL		2.1±0.1

6.2 使用性能

6.2.1 产品应平整、光滑、无锋棱、毛刺及裂纹，穿引器的针管的针尖应锋利，无毛边、毛刺和弯钩等缺；产品头部应光滑，无锋棱、毛刺，头部夹片应对称整齐；闭合器身上的刻度标识应清晰可见。

6.2.2 产品应滑动灵活，应具有良好的锁动解锁性能；翼板应能顺利的张开或闭合。

6.2.3 产品零配件连接处应牢固，针管和手柄不得分离。

6.2.4

6.3 化学性能：产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。

【主要结构组成】一次性使用微创筋膜闭合器（以下简称“筋膜闭合器”）由闭合器和穿引器组成。闭合器由夹片、翼板、线扣、外壳、锁扣组成；穿引器由拉线钩、针管、手柄、按钮组成。

【适用范围】适用于在腹腔镜手术中收拢组织、经皮缝合、以便闭合手术切口。

(七) 禁忌症、注意事项、警示以及提示的内容

【注意事项】

- 1、医生在使用前应认真阅读本使用说明书。
- 2、产品无菌包装破损或已过有效期严禁使用，并不可二次灭菌。
- 3、本产品在使用时，应严格按照无菌操作要求操作。
- 4、筋膜闭合器环氧乙烷灭菌，使用前请检查本产品灭菌指示标识。
- 5、在插入或拔出筋膜闭合器闭合器前，务必保证翼板处于闭合状态。
- 6、在插入或拔出筋膜闭合器的过程中，不要试图打开翼板。
- 7、在插入和拔出筋膜闭合器穿引器时，务必保持闭合器外壳上的刻度线与患者皮肤外表面基本齐平。
- 8、在操作过程中需要有良好的视野。
- 9、器械在腹腔中移动不能超过放置和抓取缝线所必须到达的位置。

- 10、在缝线放置完毕后，不能有任何张力使缝线的长度发生改变。
- 11、不能用于预期用途以外的用途，另外，也不能用于腹腔镜或者其他微创手术禁忌症。
- 12、避免伤及腹部组织。
- 13、缝合后注意检查止血点
- 14、本说明书仅对一次性使用微创筋膜闭合器的使用作一般介绍，不作手术指导之用，手术者手术时须另参考有关医学文献和有关手术图谱。
- 15、选择产品型号的大小要与被缝合创口的大小和组织厚度相匹配，严禁用小型号代替大型号进行手术。
- 16、使用时先检查产品包装是否有破损或有异常状况（如有禁止使用），打开包装内外是否完好。
- 17、使用的缝合线应取得医疗器械注册证的正规产品，使用的规格型号由医生根据被缝合创口的大小和组织厚度进行选择临床使用的常规。

【禁忌症】

- 暂未发现

【警示】

- 1、产品仅供已受专业知识和技术培训后的医师和（或）在有相关经验人员的指导下使用。
- 2、在未完整阅读使用说明书之前请勿尝试操作该产品，任何的不谨慎操作都将给手术的成功带来风险。
- 3、产品使用后，应按照《医疗废物管理条例》进行废弃处理。

（八）使用说明

- 1、打开包装取出产品。
- 2、检查并确认闭合器锁扣处于外壳底部，翼板处于闭合状态。将缝合线置入闭合器相应的缝合线卡槽内后，将缝合线紧紧贴紧闭合器，并固定缝合线两端，防止脱落，然后将闭合器插入患者腹腔中，将闭合器外壳上的刻度线与皮肤外表面基本齐平。
- 3、握紧闭合器外壳顶部手柄端，拉动两侧锁扣到底并顺利锁住，按钮进入卡槽内，翼板呈三角形打开。
- 4、将穿引器从进针孔内进入闭合器并穿透组织，穿引器与闭合器贴合到位无间隙，推动穿引器的按钮至锁扣位置，同时收紧缝合线两端。
- 5、手动穿引器按下按钮，手柄卡槽能顺利锁住凸台，同时拉线钩张开后顺利，并完全进入针管，将缝合线从闭合器的进针孔内拉出，再按下凸台，复位弹簧顺利弹开，按钮复位。重复操作穿引器。
- 6、自动穿引器按压按钮至底，同时拉线钩完全张开并钩住缝线再合拢，释放按钮时复位弹簧复位，拉线钩合拢并完全进入针管，将缝合线从闭合器的进针孔内拉出。重复操作穿引器。
- 7、将缝合线从闭合器两侧的进针孔处完全拉出后，从两侧按压锁扣，将锁扣推动至底锁扣自动锁定后，闭合器基本成 1 字形。将闭合器完全从患者腹腔中拔出，将缝合线两端按照常规方法打结，并去除多余缝合线。
- 8、若需要多处缝合，重复 2-5 操作即可。

（九）产品特殊储存、运输条件、方法

【贮存与运输】

- 1、贮存：贮存在相对湿度不大于 80%，无腐蚀气体和通风良好的室内。
- 2、运输：包装完好的产品可以用正常工具运输，运输时应轻拿轻放，避免阳光直晒、剧烈碰撞、雨淋和重力挤压。

【产品包装】

产品出厂时，初包装采用吸塑盒和透析纸无菌密封包装，内有一套产品，应保证产品无菌直至开封。中包装采用纸盒，内附产品合格证、产品使用说明书，外包装采用瓦楞纸箱包装。

（十）生产日期，使用期限或者失效日期

【生产日期】详见产品合格证

【失效日期】详见产品合格证（经包装的产品，在遵守储存和运输规则条件下，产品灭菌之日起，失效日期为 3 年）

【生产批号】详见产品合格证

【灭菌批号】详见产品合格证

（十一）配件清单，包括配件、附属品、损耗品更换周期以及更换方法的说明等：

无

（十二）医疗器械标签所用的图形、符号、缩写等内容的解释：

					
警告	使用前请阅读说明书	有效期	制造商	生产日期	产品编号
					
不得二次使用	如包装破损切勿使用	无菌	生产批号	经环氧乙烷灭菌	不得二次灭菌

【说明书编制日期】2020 年 12 月 20 日