

一次性使用腹腔镜用穿刺器  
使用说明书

(一) 产品名称、型号、规格

1.1 产品名称：一次性使用腹腔镜用穿刺器

1.2 型号、规格：

| CCA 型 型号规格 |          |           |           |           |  |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| CCA5-60    | CCA8-60  | CCA10-60  | CCA15-60  | CCA18-60  |  |
| CCA5-110   | CCA8-110 | CCA10-110 | CCA15-110 | CCA18-110 |  |
| CCA5-160   | CCA8-160 | CCA10-160 | CCA15-160 | CCA18-160 |  |

| CCB 型 型号规格 |          |           |           |           |           |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CCB5-60    | CCB8-60  | CCB10-60  | CCB12-60  | CCB15-60  | CCB18-60  |
| CCB5-100   | CCB8-100 | CCB10-100 | CCB12-100 | CCB15-100 | CCB18-100 |
| CCB5-160   | CCB8-160 | CCB10-160 | CCB12-160 | CCB15-160 | CCB18-160 |

(二) 注册人信息及售后服务单位

注册人名称：

注册人住所：

注册人联系方式

售后服务单位：

(三) 生产企业信息及生产许可证编号

生产企业名称：

生产地址：

联系方式：

生产许可证编号：

(四) 医疗器械注册证编号：

(五) 产品技术要求编号：

(六) 产品性能、主要结构组成或者成分、适用范围

【基本性能】

6.1 基本尺寸

一次性使用腹腔镜用穿刺器基本尺寸应符合表1、表2的规定。

表1 CCA 型一次性使用腹腔镜用穿刺器型号规格及基本尺寸 单位为毫米

| 型号规格      | 穿刺套管内径 |            | 穿刺锥外径 |       | 穿刺套管长度 |      |
|-----------|--------|------------|-------|-------|--------|------|
|           | 尺寸     | 极限偏差       | 尺寸    | 极限偏差  | 尺寸     | 极限偏差 |
| CCA5-60   | 5.8    | +0.3<br>-0 | 5.7   | ±0.15 | 60     | ±2.0 |
| CCA5-110  |        |            |       |       | 110    |      |
| CCA5-160  |        |            |       |       | 160    |      |
| CCA8-60   | 8.8    | +0.3<br>-0 | 8.6   | ±0.15 | 60     |      |
| CCA8-110  |        |            |       |       | 110    |      |
| CCA8-160  |        |            |       |       | 160    |      |
| CCA10-60  | 10.4   | +0.3<br>-0 | 10.3  | ±0.15 | 60     |      |
| CCA10-110 |        |            |       |       | 110    |      |
| CCA10-160 |        |            |       |       | 160    |      |
| CCA15-60  | 15.8   | +0.3<br>-0 | 15.6  | ±0.15 | 60     |      |
| CCA15-110 |        |            |       |       | 110    |      |
| CCA15-160 |        |            |       |       | 160    |      |
| CCA18-60  | 17.8   | +0.3<br>-0 | 17.6  | ±0.15 | 60     |      |
| CCA18-110 |        |            |       |       | 110    |      |
| CCA18-160 |        |            |       |       | 160    |      |

表2 CCB 型一次性使用腹腔镜用穿刺器型号规格及基本尺寸 单位为毫米

| 型号规格      | 穿刺套管内径 |            | 穿刺锥外径 |       | 穿刺套管长度 |      |
|-----------|--------|------------|-------|-------|--------|------|
|           | 尺寸     | 极限偏差       | 尺寸    | 极限偏差  | 尺寸     | 极限偏差 |
| CCB5-60   | 5.9    | +0.3<br>-0 | 5.7   | ±0.15 | 60     | ±2.0 |
| CCB5-100  |        |            |       |       | 100    |      |
| CCB5-160  |        |            |       |       | 160    |      |
| CCB8-60   | 8.9    | +0.3<br>-0 | 8.7   | ±0.15 | 60     |      |
| CCB8-100  |        |            |       |       | 100    |      |
| CCB8-160  |        |            |       |       | 160    |      |
| CCB10-60  | 10.9   | +0.3<br>-0 | 10.7  | ±0.15 | 60     |      |
| CCB10-100 |        |            |       |       | 100    |      |
| CCB10-160 |        |            |       |       | 160    |      |
| CCB12-60  | 12.9   | +0.3<br>-0 | 12.7  | ±0.15 | 60     |      |
| CCB12-100 |        |            |       |       | 100    |      |
| CCB12-160 |        |            |       |       | 160    |      |
| CCB15-60  | 15.9   | +0.3<br>-0 | 15.7  | ±0.15 | 60     |      |
| CCB15-100 |        |            |       |       | 100    |      |
| CCB15-160 |        |            |       |       | 160    |      |
| CCB18-60  | 17.9   | +0.3<br>-0 | 17.7  | ±0.15 | 60     |      |
| CCB18-100 |        |            |       |       | 100    |      |
| CCB18-160 |        |            |       |       | 160    |      |

6.2 外观

6.2.1 穿刺器表面应平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼就能识别的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无污渍；产品表面不应有可见的润滑剂积聚；产品身上的规格标记应清晰可见。

6.2.2 穿刺器的注气阀和阻气阀关闭应灵活，不应有阻塞或卡塞现象。

6.2.3 密封盖为可拆卸式，其装卸应灵活方便，不应有阻塞或卡滞现象。

6.2.4 穿刺套管与穿刺锥之间的配合应良好，互动时不应有卡滞现象；穿刺套管与穿刺锥配合时，穿刺锥头端的锥形部分应完全露出。

6.2.5 穿刺器的注气阀、密封帽应有良好的密封性，应无泄漏。

6.2.6 穿刺器的阻气阀应有良好的阻气性能。

6.2.7 穿刺器零配件连接应牢固，不应有分离现象。

化学性能：产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。

【主要结构组成】产品由穿刺套管、穿刺锥组成。CCA 型、CCB 型穿刺套管由套管、注气阀、套管座、阻气阀、密封盖（含密封件）组成；CCA 型、CCB 型穿刺锥由针头、锥管、针座组成。

【适用范围】供腹腔镜用检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔镜手术的工作通道用。

(七) 禁忌症、注意事项、警示以及提示的内容

【禁忌症】

本器械不能用于内窥镜手术的一般禁忌症。

【注意事项】

1、医生在使用前应认真阅读本使用说明书。

2、产品无菌包装破损或已过有效期严禁使用。

3、本产品在使用时，应严格按照无菌操作要求操作。

4、穿刺器采用环氧乙烷灭菌，使用前请检查本产品灭菌指示标识。环氧乙烷灭菌后为蓝色指示标识。

- 5、本器械为无菌提供，仅供单个患者单次手术使用，使用后必须丢弃。不可重复消毒或灭菌。
- 6、在腹部手术过程中，如果不能形成并维持合适的气腹，可能会减少可用的操作空间，因此会妨碍穿刺锥的向前运动，并增加内脏组织伤害的危险。
- 7、只有具备丰富经验并熟悉内窥镜技术的医师，才能操作内窥镜手术。在手术前，医师应查阅有关书籍文献以了解内窥镜的技术、并发症及危险性。
- 8、穿刺器采用过大的力量，可能降低使用者对穿刺锥插入角度和深度的控制，增加伤害内部组织的危险。
- 9、在将穿刺套管从腹腔中移除之前和之后，要检视手术部位的止血情况。可使用电烧或手工缝合来控制出血。根据医师的判断，可能需要进行剖腹手术。
- 10、一旦进入到腹腔，必须小心不要对穿刺套管进行重新施压。如果对前端施以足够的力量，使针头向前运动，将会导致内部组织的伤害。
- 11、在内窥镜手术中同时使用不同生产商生产的内视镜器械及附件时，应检查不同器械间的相容性，并检查电绝缘性和接地良好。
- 12、如果穿刺的皮肤切口为 10mm 或更长，应该将深层筋膜闭合，以减少发生切口疝的可能性。
- 13、在腹腔镜手术过程中，患者应处于头低脚高仰卧位。在使用第一支穿刺套管时，单手把下腹壁提起，另一只手操作穿刺套管，从脐部皮肤切口，以 45 度角向膀胱方向插入。
- 14、穿刺成功后，在使用内窥镜器械前，在内窥镜器械表面或穿刺器密封圈上涂抹医用润滑剂，以便减少阻力，使手术更方便快捷。
- 15、本产品使用后请按规定销毁。
- 16、本说明书仅对穿刺器使用作指导，不作手术指导之用，手术者手术时须另参考有关医学文献和有关手术图谱。
- 17、皮肤切口狭小会增加插入力，从而降低外科医生插入穿刺器时的控制能力；切口过大则会增加入口的不稳定性。
- 18、插入或取出边缘锋利或尖角的腔镜器械时务必小心，以免损坏气密装置。
- 19、应用外径小于穿刺器套管可容纳的直径范围，可能导致气腹的缺失。
- 20、使用前应检查气密装置完整性，避免使用过程中气密装置破损，碎片遗留在患者腹腔内。
- 【警示】**
- 1、产品仅供已受专业知识和技术培训后的医师和（或）在有相关经验人员的指导下使用。
- 2、在未完整阅读使用说明书之前请勿尝试操作该产品，任何的不谨慎操作都将给手术的成功带来风险。
- 3、产品使用后，应按照公认的医院准则对本器械进行废弃处理。
- （八）使用说明**
- CCA 型、CCB 型穿刺器使用方法：**
- 1、根据手术时不同的手术要求选用相应的型号规格。
- 2、在使用本公司穿刺器之前，首先用手术刀在腹腔切开一个足够大可容纳套管大小的皮肤切口。切口较小可能导致穿刺套管受到皮肤阻力，增加穿刺力，降低外科医生在穿刺时对穿刺套管的控制。
- 3、把穿刺器从无菌包装盒中取出，把穿刺锥插入套管中。将套管上的阀门旋到关的位置。使用时，将穿刺锥顶端置于掌心，两手指分置于套管的两侧，稍用力紧握，即可穿刺。注意：没有足够气腹，无足够大的皮肤切口，或者用力过大，都可能伤到腹腔内器官。
- 4、穿刺完成后，将气腹机接口连接在阀门接口上，旋紧接头以防漏气，通过套

- 管向腹腔内注入二氧化碳气体后拔出穿刺锥，插入内窥镜观察。
- 5、如果穿刺未完成，重复操作上述操作。
- 6、在使用手术中将需取出体内的人体组织放入标本袋中，收紧袋口，取出体外。
- 7、术后如果穿刺切口为 10mm 或更大，应闭合深层的筋膜，以通过缝合来降低发生切口疝的危险。
- （九）产品特殊储存、运输条件、方法**
- 【贮存与运输】**
- 1、贮存：贮存在相对湿度不大于 80%，无腐蚀气体和通风良好的室内。
- 2、运输：包装完好的产品可以用正常工具运输，运输时应轻拿轻放，避免阳光直射、剧烈碰撞、雨淋和重力挤压。
- 【产品包装】**
- 产品出厂时，除包装采用吸塑盒和透析纸无菌密封包装，内有一套穿刺器或多型号组合套装，应保证产品无菌直至开封。中包装采用纸盒，内附产品合格证、产品使用说明书，外包装采用瓦楞纸箱包装。
- （十）生产日期，使用期限或者失效日期**
- 【生产日期】** 详见产品标签
- 【失效日期】** 详见产品标签
- 【生产批号】** 详见产品合格证
- 【灭菌批号】** 详见产品合格证
- 【有效期】** 3 年
- （十一）配件清单，包括配件、附属品、损耗品更换周期以及更换方法的说明等：**
- 无
- （十二）医疗器械标签所用的图形、符号、缩写等内容的解释：**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 警告                                                                                  | 使用前请阅读说明书                                                                           | 有效期                                                                                 | 制造商                                                                                 | 生产日期                                                                                | 产品编号                                                                                |
|  |  |  |  |  |  |
| 不得二次使用                                                                              | 如包装破损切勿使用                                                                           | 无菌                                                                                  | 生产批号                                                                                | 经环氧乙烷灭菌                                                                             | 不得二次灭菌                                                                              |

**【说明书修订日期】** 2023 年 8 月 18 日