

一次性取物袋使用说明书

（一）产品名称、型号、规格

1.1 产品名称：一次性取物袋

1.2 型号、规格：

型号规格			
QWA1/A2/A3-100	QWB1/B2/B3/B4/B5-100P/S	QWC1/C2-100	
QWA1/A2/A3-200	QWB1/B2/B3/B4/B5-200P/S	QWC1/C2-200	
QWA1/A2/A3-350	QWB1/B2/B3/B4/B5-350P/S	QWC1/C2-350	
QWA1/A2/A3-500	QWB1/B2/B3/B4/B5-500P/S	QWC1/C2-500	
QWA1/A2/A3-750	QWB1/B2/B3/B4/B5-750P/S	QWC1/C2-750	

（二）注册人信息及售后服务单位

注册人名称：

注册人住所：

注册人联系方式：

售后服务单位：

（三）生产企业信息及生产许可证编号

生产企业名称：

生产企业住所：

生产地址：

联系方式：

生产许可证编号：

（四）医疗器械注册证编号：

（五）产品技术要求编号：

（六）产品性能、主要结构组成或者成分、适用范围

【基本性能】

6.1 基本尺寸

一次性取物袋套基本尺寸应符合表1、表2、表3的规定。

表1 A型一次性取物袋（简易取物袋）基本尺寸 单位 mm

型号规格	容量（ml）
QWA1/A2/A3-100	≥100
QWA1/A2/A3-200	≥200
QWA1/A2/A3-350	≥350
QWA1/A2/A3-500	≥500
QWA1/A2/A3-750	≥750

表2 B型一次性取物袋（拉杆式取物袋）基本尺寸 单位 mm

型号规格	容量（ml）	L	d
QWB1/B2/B3/B4/B5-100P/S	≥100	265±10	10.5±1
QWB1/B2/B3/B4/B5-200P/S	≥200	265±10	10.5±1
QWB1/B2/B3/B4/B5-350P/S	≥350	265±10	10.5±1
QWB1/B2/B3/B4/B5-500P/S	≥500	265±10	10.5±1
QWB1/B2/B3/B4/B5-750P/S	≥750	265±10	10.5±1

表3 C型一次性取物袋（拉杆拉绳式取物袋）基本尺寸 单位 mm

型号规格	容量（ml）	L	d
QWC1/C2-100	≥100	265±10	10.5±1
QWC1/C2-200	≥200	265±10	10.5±1
QWC1/C2-350	≥350	265±10	10.5±1
QWC1/C2-500	≥500	265±10	10.5±1
QWC1/C2-750	≥750	265±10	10.5±1

6.2 使用性能

6.2.1 取物袋外形光滑、平整、轮廓清晰，袋体无歪斜，裁剪过头现象；产品表面应无黑点、油污、毛刺、飞边、划伤缺陷。熔接位置不得出现烧焦、变黄、黑点、脱落和熔接不牢现象；袋体应透明或足够透明，可发现袋内容物，袋体焊接边缘应完好均匀。

6.2.2 取物袋的套管、手柄、袋体、支撑圈收放松紧适度，无卡滞现象。（适用于B型、C型）

6.2.3 取物袋袋体释放后，开口能完全顺畅张开，收紧时应无泄漏。（适用于B型、C型）

6.2.4 取物袋各个使用连接处应牢固，应不脱开、不断裂。

6.3 化学性能：产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。

【主要结构组成】一次性取物袋套（以下简称“取物袋”）。简易取物袋由袋体、拉绳组成；拉杆式取物袋由袋体、支撑圈、外管、手柄、拉杆、拉环组成；拉杆拉绳式取物袋由袋体、支撑圈、外管、手柄、拉杆、拉环、拉绳、连接管组成。

【适用范围】适用于腔镜手术时将活检样本从手术区域取出。

（七）禁忌症、注意事项、警示以及提示的内容

【禁忌症】

- 1. 对本产品成分过敏者禁用。
- 2. 不能用于腔镜手术的一般禁忌症。
- 3. 腹腔手术中切除的病变组织包含有尖锐或锋利边缘的组织，如断裂的碎骨等。因为尖锐或锋利边缘的组织可能导致本产品的袋体破损。

【注意事项】

- 1、医生在使用前应认真阅读本使用说明书。
- 2、产品无菌包装破损或已过有效期严禁使用。
- 3、本产品在使用时，应严格按照无菌操作要求操作
- 4、取物袋采用环氧乙烷灭菌，使用前请检查本产品灭菌指示标识。环氧乙烷

灭菌后为蓝色指示标识。

- 5、本产品为一次性使用，严禁重复使用。
- 6、袋体破损时请立即停止使用，并更换产品，确保手术安全进行。
- 7、应由训练有素并熟悉医生进行，在实施手术前，应就并发症、危险性技术问题查阅有关医学文献。
- 8、本产品使用后请按规定销毁。
- 9、本说明书仅对一次性取物袋使用作指导，不作手术指导之用，手术者手术时须另参考有关医学文献和有关手术图谱。

【警示】

- 1、产品仅供已受专业知识和技术培训后的医师和（或）在有相关经验人员的指导下使用。
- 2、在未完整阅读使用说明书之前请勿尝试操作该产品，任何的不谨慎操作都将给手术的成功带来风险。
- 3、产品使用后，应按照公认的医院准则对本器械进行废弃处理。

（八）使用说明

A1/A2/A3 型

- （1）根据切除组织大小选择相应尺寸规格的取物袋。打开无菌包装，取出产品。
- （2）直接法：用抓钳夹持简易取物袋的收口线对面袋口处，并将简易取物袋通过穿刺套管伸至腹腔内手术部位。
- （3）间接法：将取物袋预先卷成烟卷状（注意带口往里卷），接着将烟卷状取物袋置入转换器内，再将转换器置入穿刺器套管内，最后用钝性类钳推出取物袋，既能自动展开取物袋。（备注：转换器由医院自行另配）
- （4）用手术钳将简易取物袋完全打开，将切除的组织放入袋体中，向后拉紧拉绳，收拢简易取物袋袋口，连同穿刺器鞘管一起向外回撤，使简易取物袋袋口完全露出体外。将穿刺套管和简易取物袋一起拔出体外。
- （5）如果袋体难以拔出，扩大切口使简易取物袋易于取出，但注意不要刺破袋体。

B1/B2/B3/B4/B5 型

- （1）根据切除组织大小选择相应尺寸规格的取物袋。打开无菌包装，取出产品。
- （2）将一次性取物袋通过穿刺器套管伸至腹腔内手术部位。
- （3）推动拉环，使支撑圈和袋体完全打开，将切除的组织放入袋体中，保证袋体内无多余空气或体液。
- （4）按住手柄，保持外管不动，将拉环向后拉，使支撑圈收拢取物袋袋口至外管前端，连同穿刺器鞘管一起向外回撤，使取物袋袋口完全露出体外。
- （5）如果袋体中的组织较小，则可以从穿刺套管中平稳拔出。如果组织较大，连同穿刺套管一起往外撤，使取物袋袋口完全露出体外，将穿刺套管和取物袋一起拔出体外。
- （6）如果袋体难以拔出，扩大切口使取物袋易于取出，但注意不要刺破袋体。

C1/C2 型

- （1）根据切除组织大小选择相应尺寸规格的取物袋。打开无菌包装，取出产品，

将一次性取物袋通过穿刺器套管伸至腹腔内手术部位。

- （2）推动拉环，使支撑圈和袋体完全打开，将切除的组织放入袋体中，保证袋体内无多余空气或体液。
- （3）按住手柄，保持外管不动，从手柄下端拿住取物袋拉绳，并将拉环向后拉，使支撑圈从外管里面缩退出，直至抽出拉杆总成。
- （4）拉紧拉绳，使取物袋袋口收拢。
- （5）如果袋体中的组织较小，则可以从穿刺套管中平稳拔出。如果较大，连同穿刺套管一起往外撤，使取物袋袋口完全露出体外，将穿刺套管和取物袋一起拔出体外。
- （6）如果袋体难以拔出，扩大切口使取物袋易于取出，但注意不要刺破袋体。

（九）产品特殊储存、运输条件、方法

【贮存与运输】

- 1、贮存：贮存在相对湿度不大于 80%，无腐蚀气体和通风良好的室内。
- 2、运输：包装完好的产品可以用正常工具运输，运输时应轻拿轻放，避免阳光直晒、剧烈碰撞、雨淋和重力挤压。

【产品包装】

产品出厂时，产品是纸塑袋无菌密封包装，内有一支取物袋，应保证产品无菌直至开封。中包装采用纸盒，内附产品合格证、产品使用说明书，外包装采用瓦楞纸箱包装。

（十）生产日期，使用期限或者失效日期

【生产日期】详见产品合格证

【失效日期】详见产品合格证（经包装的产品，在遵守储存和运输规则条件下，产品灭菌之日起，失效日期为 3 年）

【生产批号】详见产品合格证

【灭菌批号】详见产品合格证

（十一）配件清单，包括配件、附属品、损耗品更换周期以及更换方法的说明等：
无

（十二）医疗器械标签所用的图形、符号、缩写等内容的解释：

					
警告	使用前请阅读说明书	有效期	制造商	生产日期	产品编号
					
不得二次使用	如包装破损切勿使用	无菌	生产批号	经环氧乙烷灭菌	不得二次灭菌

【说明书修订日期】2022 年 10 月 08 日