

注册证编号：
浙械注准20232021557

一次性使用腹腔镜用穿刺器

操作简便 安全可靠

CCA型一次性使用穿刺器型号规格及基本尺寸

型号规格	穿刺套管内径	穿刺锥外径	穿刺套管长度
	尺寸	尺寸	尺寸
CCA5-60/110/160	5.8	5.7	60/110/160
CCA8-60/110/160	8.8	8.6	60/110/160
CCA10-60/110/160	10.4	10.3	60/110/160
CCA15-60/110/160	15.8	15.6	60/110/160
CCA18-60/110/160	17.8	17.6	60/110/160

CCB型一次性使用穿刺器型号规格及基本尺寸

型号规格	穿刺套管内径	穿刺锥外径	穿刺套管长度
	尺寸	尺寸	尺寸
CCB5-60/100/160	5.9	5.7	60/100/160
CCB8-60/100/160	8.9	8.7	60/100/160
CCB10-60/100/160	10.9	10.7	60/100/160
CCB12-60/100/160	12.9	12.7	60/100/160
CCB15-60/100/160	15.9	15.7	60/100/160
CCB18-60/100/160	17.9	17.7	60/100/160

CCC型一次性使用穿刺器的基本尺寸

型号规格	穿刺套管内径	穿刺锥外径	总长	穿刺套管长度
	基本尺寸	基本尺寸	基本尺寸	基本尺寸
CCC5-70	6.4	6.2	98	69
CCC10-70	10.8	10.6	105	69
CCC12-70	13.4	13.1	107	69
CCC15-70	15.8	15.6	109	69

一次性使用气腹针的基本尺寸

型号规格	针管外径	针管长度
	基本尺寸	基本尺寸
QF120.1	1.8	120
QF150.1	1.8	150
QF120.2	2.0	120
QF150.2	2.0	150
QF120.3	2.5	120
QF150.3	2.5	150

一次性使用标本袋的基本尺寸

型号规格	袋体宽度	袋体长度
	基本尺寸	基本尺寸
BD50	50	80
BD60	60	90
BD70	70	100
BD80	80	110
BD90	90	130
BD100	100	150
BD200	200	250



CCA型



CCB型




CCC型



CCA套盒



CCB套盒



公司：力可束(浙江)医疗科技有限公司

地址：浙江省杭州市桐庐县县城健康路9号3号楼401

招商热线：0571-64626678

售后服务热线：0571-64636678

■ 使用范围 | Scope Of Application

供腹腔镜用检查和手术过程中,对人体腹壁组织穿刺,建立腹腔镜手术的工作通道用。

■ 适用科室 | Applicable Departments

• 妇科 • 胃肠外科 • 泌尿外科 • 胸外科 • 肝胆外科 • 普外科



■ 产品特点 |

可 视 : 可随穿刺器插入内窥镜,使得微创手术全程可视,避免盲穿造成的损伤

可 靠 性 : 独特的套管锯齿设计,既可固定器械,又可减少对组织的伤害。

双侧组织分离片不切割组织,较大程度减少腹壁创伤;

穿刺锥钝头保护功能,防止刺伤组织。

气 密 性 : 动态密封性能优异,器械切换阻力小。不同器械之间互换,

不需要转换鞘,方便快捷,手术效率高。

可 拆 : 密封组件可拆卸,方便取出大型异物组织。

刚 性 : 穿刺杆采用高强度医用高分子材料+医用不锈钢,刚性好。

外 观 : 色彩搭配合理,形状大方舒适,抗视觉疲劳。

